

312923

Sublimateur PROXALIKA



INFORMATIONS

Sublimateur d'acide oxalique avec doseur semi-automatique pour le traitement du varroa

CARACTERISTIQUES

Puissance élevée 360 Watt (cela empêche l'appareil de refroidir en raison de traitements répétés)

Chaudière isolée (rend le dispositif insensible aux basses températures ambiantes et à la présence du vent et contribue à économiser la batterie)

Le tube diffuseur est droit ce qui rend son obstruction difficile et si éventuellement il s'obstruait le nettoyage serait ainsi plus facile.

Poids 2045 g.

UTILISATION

La chaudière en aluminium anticorrosion garantit une distribution plus uniforme de la température sans formation de "points chauds" et de "points froids". On obtient ainsi un temps de sublimation plus court (10 secondes pour 1 gramme d'acide oxalique, 25 secondes pour 2 grammes d'acide oxalique) La capacité du réservoir est d'environ 45 grammes d'acide oxalique.

Les doseurs sont interchangeables. Le modèle standard est livré avec un doseur de 1 gramme, mais au moment de la commande vous pouvez demander un doseur de 1,5 gramme ou de 2 grammes. - En ce qui concerne la température de chauffe : il faut brancher le sublimateur et attendre 10 minutes, une fois ce temps écoulé la température sera atteinte (avec le système de régulation de la température) et celle-ci ne changera plus car la partie chauffante est isolée. Le sublimateur pourra être utilisé jusqu'à épuisement de l'acide.

La longueur du câble est de 290 centimètres

Ce sublimateur s'utilise uniquement avec des produits avec AMM. Prendre toutes les protections nécessaires.

Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800

COURNON D'Auvergne

04-44-44-96-30

contact@naturapi.com

NATURAPRO

Tout NATURAPI pour les pros

